

## Opuscolo informativo per il paziente

### Riferimento del legamento artificiale LARS utilizzato :

(Seleziona la casella corrispondente)

Ginocchio	
<input type="checkbox"/> L010605 - PC 60	<input type="checkbox"/> L021201 - AC 120 2BL
<input type="checkbox"/> L010805 - PC 80	<input type="checkbox"/> L021202 - AC 120 2BR
<input type="checkbox"/> L020205 - AC 20 DB	<input type="checkbox"/> L021601 - AC 160 2BL
<input type="checkbox"/> L020305 - AC 30 DB	<input type="checkbox"/> L021602 - AC 160 2BR
<input type="checkbox"/> L020306 - AC 30 DB/P	<input type="checkbox"/> L030205 - IT 20 RA
<input type="checkbox"/> L020404 - AC 40 DB/AM	<input type="checkbox"/> L030305 - AC 30 RA
<input type="checkbox"/> L020405 - AC 40 DB	<input type="checkbox"/> L030306 - IT 32 RA
<input type="checkbox"/> L020505 - AC 50 DB	<input type="checkbox"/> L030307 - ACFAR 32 CK
<input type="checkbox"/> L020601 - AC 60 L	<input type="checkbox"/> L030405 - ACTOR 5
<input type="checkbox"/> L020602 - AC 60 R	<input type="checkbox"/> L030406 - ACTOR 8
<input type="checkbox"/> L020605 - AC 60 SC	<input type="checkbox"/> L030407 - ACTOR 10
<input type="checkbox"/> L020606 - AC 60 DB	<input type="checkbox"/> L040805 - PPLY-FP 80
<input type="checkbox"/> L020801 - AC 80 L	<input type="checkbox"/> L041005 - PPLY 100
<input type="checkbox"/> L020802 - AC 80 R	<input type="checkbox"/> L041006 - PPLY-LCL 100
<input type="checkbox"/> L020803 - AC 80 C	<input type="checkbox"/> L050305 - PTR 30
<input type="checkbox"/> L021001 - AC 100 2BL	<input type="checkbox"/> L060305 - MCL 32
<input type="checkbox"/> L021002 - AC 100 2BR	<input type="checkbox"/> L070605 - ACPCPL 60 CK1
<input type="checkbox"/> L021003 - AC 100 C	<input type="checkbox"/> L130605 - R06x400 (6 mm)
<input type="checkbox"/> L021005 - AC 100 2BL/S	<input type="checkbox"/> L130605D - R06x400/V
<input type="checkbox"/> L021006 - AC 100 2BR/S	
Spalla	
<input type="checkbox"/> L400205 - LAC 20	<input type="checkbox"/> L410205 - CR 25/SB
<input type="checkbox"/> L400206 - LAC 20 L	<input type="checkbox"/> L410205B - CR 25/DB
<input type="checkbox"/> L400305 - LAC 30 CK	<input type="checkbox"/> L410305 - CR 30/SB
<input type="checkbox"/> L410206 - LCR 25	<input type="checkbox"/> L410305B - CR 30/DB
<input type="checkbox"/> L410306 - LCR 30	
Caviglia - Piede	
<input type="checkbox"/> L200405 - LLEA 44	<input type="checkbox"/> L300605 - AT 60
Revisione & Chirurgia del tumore	
<input type="checkbox"/> L130605B - R06x400/S	<input type="checkbox"/> L130605C - R06x400 (6 cm)



#### MOVMEDIX

5 rue de la Fontaine  
21560 Arc sur Tille FRANCE  
☎ : 33 (0)3 80 37 26 60  
@ : contact@movmedix.com  
🌐 : www.movmedix.com



Certificazione in 1997

FAB-L/IN.158.03  
Rev 01/2023  
(it)

## LEGAMENTI ARTIFICIALI LARS ®

### DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO E UTILIZZO

Nella maggior parte dei casi, l'instabilità e la lassità articolare sono causate da un incidente traumatico. I legamenti artificiali LARS vengono utilizzati quando altre tecniche (autotrapianto e allotrapianto) non sono considerate appropriate dal chirurgo. Infatti, i legamenti artificiali LARS sono destinati a sostituire o riparare un legamento, tendine o struttura muscolare danneggiato o rotto al fine di ripristinare la funzione naturale.

I diversi tipi di legamenti artificiali LARS sono elencati nella tabella "Riferimento del legamento artificiale LARS utilizzato". Vengono consegnati sterili.

### PRESTAZIONI ATTESE

L'uso dei legamenti artificiali LARS consente una precoce ripresa dell'attività quotidiana, anche sportiva, rispetto alle altre tecniche.

### SPETTANZA DI VITA DEL DISPOSITIVO

Grazie a numerosi studi scientifici e pubblicazioni, la durata prevista del legamento è stimata in 20 anni.

Tuttavia, senza complicazioni, il legamento non è destinato a essere rimosso e/o sostituito.

### MATERIALI E SOSTANZE CHE ENTRANO NELLA COMPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

I legamenti artificiali LARS sono realizzati in poliestere (PET - polietilentereftalato). Non contengono agenti cancerogeni, lattice o ftalati.

I legamenti artificiali LARS sono biocompatibili, il che significa che i legamenti sono stati testati e trovati conformi agli standard e alle normative vigenti.

### ISTRUZIONI SPECIALI PER L'USO

È possibile utilizzare due tecniche per il fissaggio dei legamenti artificiali LARS:

- fissaggio mediante viti eventualmente rinforzate da cambre
- fissazione mediante suture

Le viti per legamenti LARS sono fabbricate in lega di titanio.

Le cambre per legamenti LARS sono fabbricate in lega di cromo-cobalto

I legamenti artificiali LARS sono tenuti, a seconda del sito della lesione, con 1 o 2 viti e possibilmente 1 cambra.

Si consiglia vivamente di fissare i legamenti artificiali LARS con viti e cambre LARS, ma la scelta di un altro fornitore di fissazione è sotto la responsabilità del chirurgo.

L'uso dei legamenti artificiali LARS non richiede istruzioni speciali, tranne per il fatto che il risultato di questo intervento dipende dalla motivazione del paziente e dalle informazioni che riceverà in merito alla riabilitazione postoperatoria. Una riabilitazione mal seguita o mal diretta può avere conseguenze indesiderate per il paziente.

### EFFETTI COLLATERALI INDESIDERATI

Come in ogni intervento chirurgico, l'uso di legamenti artificiali comporta un minor rischio di infezione (meno dell'1% negli studi pubblicati) e alcuni casi di sinovite cronica.

Può verificarsi un ematoma postoperatorio che richiede cure speciali.

La limitazione della mobilità articolare è spesso il risultato di una riabilitazione postoperatoria insufficiente o prematura.

Se si verificano tali effetti collaterali, vedere la sezione "**Quando contattare un professionista della salute**".

## RISCHI RESIDUI

Il legamento artificiale LARS non protegge il paziente da ulteriori traumi.

### RISCHI DOVUTI A INTERAZIONI DEL DISPOSITIVO CON ALTRE ATTREZZATURE E PRECAUZIONI ASSOCIATE

Non vi sono precauzioni o misure speciali da adottare da parte del paziente o di un operatore sanitario in merito all'interazione del dispositivo con altre apparecchiature, senza che sia stato identificato alcun rischio particolare.

I legamenti artificiali LARS e le fissazioni LARS (viti e punti metallici) sono compatibili con la risonanza magnetica (RM).

### ESAME, MONITORAGGIO O MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO

Nessun requisito se non quello di seguire il programma di riabilitazione.

### SINTOMI, SEGNI DI MALFUNZIONAMENTO E PRECAUZIONI ASSOCIATE

Eventuali sintomi o segni di disfunzione ritenuti anormali (instabilità, dolore, ecc.) Devono essere segnalati a un professionista della salute.

Il paziente che ha subito un intervento con un legamento artificiale LARS deve fare attenzione nell'esercizio di un'attività sportiva e in particolare ad un alto livello di pratica sportiva.

### QUANDO CONTATTARE UN PROFESSIONISTA DELLA SALUTE

Se il paziente manifesta uno dei sintomi descritti nel paragrafo "**Sintomi, segni di malfunzionamento e precauzioni associate**" e/o se il paziente è vittima di un nuovo incidente, consultare un operatore sanitario.

Solo il personale sanitario è in grado di stabilire la causa dei disturbi sperimentati e di trattarli.

### RESIDUI DI FABBRICAZIONE

I processi di fabbricazione e pulizia del legamento artificiale LARS sono controllati in particolare da controlli biologici che consentono di ridurre il rischio di complicanze a un livello molto basso.

### Glossario :

*Allotrapianto* : trapianto da un donatore geneticamente non identico ma della stessa specie.

*Biocompatibile*: materiale che ha la capacità di essere tollerato da un organismo vivente, in particolare quando il materiale è presente nel corpo (come una protesi).

*Ematoma*: accumulo di sangue sotto la pelle o in un organo.

*Infezione*: la reazione immunologica del corpo causata da agenti infettivi (agenti patogeni).

*Sinovite*: infiammazione della membrana sinoviale, situata nella parte interna delle articolazioni e che secreta un liquido chiamato sinovia, il cui scopo è facilitare lo scorrimento.